

MODELO	INFRARED WHF-312	
VERSIÓN	LÁMPARA INFRARROJO	
<p style="text-align: center;">APLICACIONES PRINCIPALES</p> <p>El principal efecto de los infrarrojos es la producción del efecto térmico en la zona de tratamiento o sea la transmisión de calor a los tejidos: el calor aumenta la temperatura produciendo el aumento del metabolismo de los tejidos, vasodilatación de los capilares y relajamiento muscular.</p> <p>La luz infrarroja esta particularmente indicada en los tratamientos de belleza, relajación y renovación de los tejidos. El calor transmitido resulta agradable para el paciente en todas las situaciones en que sea oportuno y saludable, irradiar y calentar zonas del cuerpo.</p> <p>El efecto antálgico de los infrarrojos va unido a la eliminación de sustancias ácidas de los tejidos patológicos y a la relajación de los músculos contracturados. Esta particularmente indicado para todos los estados de contractura muscular, para el tratamiento de la artrosis cervical y lumbar y en el tratamiento de llagas de decúbito. Además, los rayos infrarrojos resultan eficaces como preparación a las sesiones de quinesioterapia.</p> <p>El aumento del flujo sanguíneo, que produce la vasodilatación, hace llegar a los tejidos una mayor cantidad de sustancias nutrientes, oxígeno, glóbulos blancos y anticuerpos y facilita la eliminación de los catabolitos de los tejidos. Estas modificaciones biológicas mejoran el trofismo de los tejidos y facilitan la reparación de los daños tisulares.</p> <p>La lámpara de infrarrojo WHF-312 es un dispositivo médico particularmente indicado para el tratamiento de dolores articulares, ya sean agudos o crónicos, gracias a las características peculiares de su haz luminoso capaz de estimular la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos. La lámpara de infrarrojo WHF-312 ofrece la posibilidad de programar la intensidad de radiación, permitiendo un control constante de la luz transmitida para un tratamiento eficaz y controlado. El tiempo de tratamiento es programable de 10 a 60 minutos, o en continuo, según las necesidades del paciente y la patología a tratar. La lámpara de 250 vatios garantiza una adecuada potencia irradiante gracias al empleo de tecnología Philips con bulbo de luz caliente. WHF-312 es un dispositivo médico certificado CE1023.</p>		
		<p style="text-align: center;">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temporizador programable 10-60 minutos o continuo • Potencia 250 Vatios de luz calida • Dispositivo médico CE 1023 • De pie con altura ajustable • Peso 5 Kg • Dimensiones 1600x500mm